

Информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения

Экземпляр ПО «Электронный лабораторный журнал для фундаментальных исследований и разработки процессов мало- и среднетоннажной химии», предоставляемый для проверки, находится по адресу <https://disk.yandex.ru/d/oHy4-WZAPno5Jw>

Установка проекта

Требования

- Linux x64
- (на Windows запуск не гарантирован)
- Docker (v 20.10+)
- Docker Compose (v 2.0+)
- 16 ГБ свободного места на накопителе

Порядок установки

1. Проверьте установку Docker.

```
docker --version
docker compose version
```

1. В эмуляторе терминала перейдите в эту папку.
2. Распакуйте архив с образами и загрузите его в Docker, выполнив команду.

```
gunzip -c chempoint_all_images.tar.gz | docker load
```

1. Выполнить команду

```
chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
```

Дождаться загрузки образов docker для проекта. 5. Скрипт автоматически:

- Проверит наличие Docker и Docker Compose
- Определит IP адрес сервера в локальной сети
- Проверит доступность портов
- Создаст файл конфигурации .env
- Настроит docker-compose.yml
- Загрузит все необходимые образы
- Запустит все сервисы
- Проверит их статус

6. По окончании процесса в терминале появятся логи

Сервисы доступны по адресам:

ODANLab service: `http://{IP_Server}:{port}/app/login`

Admin service: http://{IP_Server}:{port}

RabbitMQ UI: http://{IP_Server}:{port}

Adminer (DB): http://{IP_Server}:{port}

Зайти по адресу внутри вашей локальной сети в Admin Service, авторизоваться с логином admin и паролем Admin123!

7. В разделе License укажите вашу лицензию 3KZMHLU5FR2TAF6JLJ9VDDDBHDV9VQQ5D и нажмите кнопку Store License.
8. Создайте аккаунт пользователя, указав его адрес email, пароль, Имя, Фамилию, Организацию и Позицию.
9. Перейдите по ссылке http://{IP_Server}:{port}/app/login для доступа к платформе.